

Information Produit: Tétines Similac®

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le
www.abbottnutrition.ca

Usage

- 1 La gamme de tétines Similac® offre la latitude de choisir une tétine qui correspond à la force de tétée ou aux besoins de chaque nourrisson.

Tétine et bague pour nourrissons Similac® Infant - Tétine conçue pour les nourrissons nés à terme et autres nourrissons dont la force de tétée est développée.

Tétine orthodontique et bague Similac® Orthodontic - Tétine conçue pour les nouveau-nés (nourrissons nés à terme et prématurés). Ouverture faisant face au palais du nourrisson et concept orthodontique pour stimuler les exercices oraux pendant la tétée.

Tétine pour prématurés et bague Similac® Premature - Tétine conçue spécialement pour les nourrissons prématurés dont la force de tétée est moins développée. L'épaisseur réduite de la paroi de la tétine rend cette dernière plus souple et facile à téter.

Tétine à débit lent et bague Similac® Slow Flow - Tétine conçue pour aider la coordination insuffisamment développée des mouvements de succion-déglutition respiration chez les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Permet un débit mieux contrôlable par le nourrisson, comparativement aux tétines à débit plus rapide, pour une stabilité physiologique accrue et des mouvements de tétée plus efficaces¹.



Caractéristiques

- 1 Les tétines sont compatibles avec :
 - les bouteilles de 59 mL du système d'alimentation pour hôpitaux d'Abbott Nutrition;
 - le biberon de plastique de 240 mL d'Abbott Nutrition;ed® d'Abbott Nutrition.
 - le biberon CustomFeed® d'Abbott Nutrition.
- 1 Tétines et bagues emballées individuellement et prêtes à utiliser.
- 1 Tétines et bagues forment un joint d'étanchéité pour éviter les fuites durant la tétée.
- 1 Sans latex (à l'exception de la tétine orthodontique et de la bague Similac® Orthodontic).
- 1 Faciles à utiliser.

Précautions De Sécurité

- 1 Jetables – non réutilisables.
- 1 NE PAS utiliser comme suce, car le bébé risquerait de s'étouffer.
- 1 Garder hors de la portée des enfants.

1

Présentation

Numéro De Référence	Item
00079125	Tétine et bague pour nourrissons Similac® Infant; 250/caisse
00094125	Tétine pour prématurés et bague Similac® Premature; 250/caisse
50512125	Tétine orthodontique et bague Similac® Orthodontic; 250/caisse
53894125	Tétine à débit lent et bague Similac® Slow Flow; 250/caisse

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca